

## Alkoholtupfer Art.Nr. 09290

Material:	70 % Rayon, 30 % PET getränkt mit 70 % Isopropyl-Alkohol
Abmessungen:	6,5 x 3 cm – gefaltet auf ca. 3,2 x 3 cm
Stärke:	ca. 0,022 mm
Oberfläche:	glatt
Verwendung:	zur Reinigung der Haut nur zur äußeren Anwendung nicht auf offene Wunden auftragen Kontakt mit den Augen vermeiden zur einmaligen Anwendung
Qualitätskontrolle:	Permanente Kontrollen während der Produktion Endgültige Kontrolle vor Verschiffung Wareneingangskontrolle durch AMPri Rückverfolgbarkeit durch LOT-Nummern
Verpackung:	100 Stück einzeln verpackt in Spenderbox 20 Spenderboxen im Umkarton

Die Alkoholtupfer unterliegen der Kosmetikverordnung.