



SamoGlove

**Schützt die Haut von Handschuhträgern vor Schweiß
– parfüm- und silikonfrei**

Produktbeschreibung

SAMOGLOVE schützt die Haut vor unerwünschter Hauterweichung bei dem Tragen von luftabschließenden Handschuhen (z. B. aus Kunststoff oder Latex). Die Quellung und Formänderung der Hornhaut unter Luftabschluss wird verringert. SAMOGLOVE ist ein transparentes, alkoholhaltiges Gel ohne Fett- und Parfümstoffe. Die Wirkstoffe von der Rosskastanie und Salbei schützen durch die adstringierende und filmbildende Wirkung die oberste Hautschicht. Die Inhaltsstoffe Bisabolol und Glycerin beruhigen und pflegen die belastete Haut. Durch den Verzicht auf Parfümstoffe ist SAMOGLOVE auch zum Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Die Fingergrifffähigkeit bleibt voll erhalten und die Funktion des Handschuhs wird nicht beeinflusst.

Anwendungsbereiche

Bei allen Arbeitsbereichen in denen das Handschuhtragen erforderlich ist.

Produkteigenschaften

- Schützt die Haut gegen die Hauterweichung
- Dermatologisch getestet
- Stärkt die Hautschutzbarriere
- Zieht sehr schnell ein und fettet nicht
- Wirkt desinfizierend durch den hohen Alkoholanteil
- Parfüm-, farbstoff- und silikonfrei
- Parabenfrei
- Hohe Verbraucherakzeptanz
- Praktische 100 ml Tube, klein, handlich und ergiebig
- Parfüm-, farbstoff- und silikonfrei
- Ökologische 1.000 ml Spenderflasche für Wirtschaftlichkeit im professionellen Hautschutz
- Hygienische, einfache und keimfreie Dosierung über den 1.000 ml DR.SCHNELL V10-Wandspender
- Hygienische, einfache und keimfreie Dosierung über den 2.000 ml DR.SCHNELL Wandspender
- HACCP-konform
- Wirksamkeitsnachweis vorhanden (BUS Test)

Produktdaten

- Aussehen: transparentes Gel
- pH hautneutral 7

Anwendungsempfehlung

Vor dem Einreiben mit SAMOGLOVE sollte die Haut gründlich gewaschen und sorgfältig abgetrocknet werden. SAMOGLOVE (ca. 1 ml) sorgfältig in die Hände (auch zwischen den Fingern und am Nagelbett) einreiben und einziehen lassen. Nach kurzem Trocknen ist der Schutzfilm wirksam. SAMOGLOVE vor jedem Handschuhtragen anwenden.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

SAMOGLOVE unterliegt der EU-Kosmetikverordnung. SAMOGLOVE ist in geschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate haltbar. Nach Öffnung ist SAMOGLOVE noch 12 Monate haltbar. Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung.

Technische Informationen

Ktn. mit 12 Tuben á 100 ml	Art.-Nr.: 00548
Ktn. mit 6 Euroflaschen á 1.000 ml	Art.-Nr.: 00503
Ktn. mit 6 V10-Flaschen á 1.000 ml	Art.-Nr.: 00502
Ktn. mit 6 Spenderfl. á 2.000 ml	Art.-Nr.: 00731

Zubehör

DR.SCHNELL Euro-Wandspender für 1.000 ml SAMOGLOVE-Flasche	Art.-Nr.: 80054
DR.SCHNELL V10-Wandspender für 1.000 ml SAMOGLOVE-Flasche	Art.-Nr.: 80044
DR.SCHNELL Wandspender für 2.000 ml SAMOGLOVE-Flasche	Art.-Nr.: 80071

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 03 16

DR.SCHNELL Chemie GmbH
Taanusstraße 19 · D-80807 München
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE